

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnp C1/C2 - P07910

Número do item: CM0019847



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra hnRNP C (C1/C2) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre ligação a pré-mRNA, estabilidade de mRNA e splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	hnRNP C Rabbit pAb
Observações/Alias	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3183
GeneID	3183
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 86-190 da hnRNP C humana (NP_112604.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P07910
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo