

Anticorpo Policlonal Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15365

Número do item: CM0017171



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra hnRNP E1/PCBP1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo uma proteína de ligação a ácidos nucleicos de cadeia simples envolvida no processamento de RNA e na replicação viral. Ideal para o desenvolvimento de ensaios de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	hnRNP E1/PCBP1 pAb de coelho
Observações/Apelido	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5093
GeneID	5093
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 humana (NP_006187.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15365
Peso da proteína	37 kDa
Transporte	Bolsa de gelo