

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Para Wb, Elisa - Q15365

Número do item: CM0003667



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à PCBP1 humana (hnRNP E1). Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Proteína ligadora de Poly(rC) envolvida no processamento de RNA e eritropoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	hnRNP E1/PCBP1 mAb de coelho
Observações/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5093
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da PCBP1 humana (Q15365)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15365
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo