

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15365

Número do item: CM0004025



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho para hnRNP E1/PCBP1 humano (SWISS: Q15365). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa de proteínas de ligação a RNA e eritropoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho hnRNP E1/PCBP1
Observações/Apelido	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Espécie	Humano
GeneID	5093
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do hnRNP E1/PCBP1 humano (NP_006187.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15365
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo