


Anticorpo Policlonal Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15366

Número do item: CM0024704



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o hnRNP E2/PCBP2 humano (Q15366), validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o processamento de RNA e a imunidade inata antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP E2/PCBP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5094
GeneID	5094
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do hnRNP E2/PCBP2 humano (NP_001122383.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15366
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo