


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Para Wb, Ip, Elisa - Q15366

Número do item: CM0005415



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a hnRNP E2/PCBP2 (SWISS: Q15366). Adequado para WB, IP, ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Para pesquisa em IVD e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP E2/PCBP2 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5094
ID do Gene	5094
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 de hnRNP E2/PCBP2 humano (NP_001122383.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15366
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo