


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Para Wb, Ip, Elisa - Q15366

Número do item: CM0003879



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao hnRNP E2/PCBP2 humano. Validado para WB, IP, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização antiviral, metabolismo de RNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho hnRNP E2/PCBP2
Observações/Apelido	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5094
GeneID	5094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-350aa do hnRNP E2/PCBP2 humano (NP_001122383.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15366
Peso Proteico	39 kDa
Envio	Em saco de gelo