

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp F Para Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Número do item: CM0007661



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra hnRNP F humano. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar o processamento de pré-mRNA e splicing alternativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP F Rabbit mAb
Observações/Apelido	HNRNPF; HNRPF; OK/SW-cl.23; mcs94-1; ribonucleoproteína nuclear heterogênea F; hnRNP F
Espécie	Humano
ID do Gene	3185
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado de hnRNP F humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52597
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo