

## Anticorpo Policlonais Anti-Hnrnp K Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Número do item: CM0022509



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a hnRNP K humano (P61978), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 1-280). Ideal para estudos de metabolismo de pré-mRNA e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | hnRNP K Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 3190                                                                                                                        |
| GeneID              | 3190                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da hnRNP K humana (NP_112552.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | P61978                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 51kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |