

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp K Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Número do item: CM0002689



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o hnRNP K humano; validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre processamento de pré-mRNA, sinalização p53 e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP K Rabbit mAb
Observações/Apelido	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3190
GeneID	3190
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do hnRNP K humano (P61978).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61978
Peso Proteico	49kDa/51kDa
Envio	Saco de gelo