


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp Q/Syncrip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60506

Número do item: CM0012011



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o hnRNP Q/SYNCRIP humano (SWISS: O60506). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas de metabolismo de RNA e controle traducional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP Q/SYNCRIP Rabbit mAb
Observações/Apelido	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10492
GeneID	10492
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 524-623 do hnRNP Q/SYNCRIP humano (O60506)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60506
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo