


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnp Q/Syncrip Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60506

Número do item: CM0030908



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o hnRNP Q/SYNCRIP, validado para aplicações WB, IHC-P, ELISA. Detecta hnRNP Q endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de processamento de mRNA e regulação de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP Q/SYNCRIP pAb de Coelho
Observações/Apelido	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRQP1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10492
GeneID	10492
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do hnRNP Q humano /hnRNP Q/SYNCRIP (NP_001153146.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60506
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo