

Anticorpo Monoclonal Anti-Hnrnp U Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00839

Número do item: CM0009607

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra hnRNP U humano (Q00839) validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em cromatina, biologia de RNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP U Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apelido	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3192
GeneID	3192
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do hnRNP U humano (Q00839)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00839
Peso Proteico	91 kDa
Envio	Saco de Gelo