

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnp U Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00839

Número do item: CM0028031

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à hnRNP U (SAF-A), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA em humano, rato e camundongo. Adequado para estudos de arquitetura da cromatina, transcrição e biologia de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho hnRNP U
Observações/Apêndice	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3192
ID do Gene	3192
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 608-825 da hnRNP U humana (NP_114032.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00839
Peso Proteico	91kDa
Envio	Saco de Gelo