

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnpa3 Para Wb - P51991

Número do item: CM0021283

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HNRNPA3 humano (P51991). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Alta especificidade, ideal para estudar tráfego de RNA e splicing.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HNRNPA3 pAb de Coelho                                                                                                                       |
| Observações/Apelido | FBRNP; HNRPA3; D10S102; 2610510D13Rik; HNRNPA3                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 220988                                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do HNRNPA3 humano (NP_001317178.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                    |
| SWISS               | P51991                                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 40kDa                                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                                |