

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Hnrnpcl1 Para Wb E Elisa - O60812

Número do item: CM0023030

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HNRNPCL1 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para pesquisa de montagem de nucleossomos e cromatina. UniProt O60812, 32kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HNRNPCL1 Coelho pAb
Observações/Apelido	HNRPCL1; HNRNPCL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	343069
ID do Gene	343069
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até a extremidade C-terminal do HNRNPCL1 humano (NP_001013653.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60812
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo