

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnpd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Número do item: CM0005354



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HNRNP (AUF1) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Ideal para estudos de estabilidade de mRNA e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNP Rabbit mAb
Observações/Apelido	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNP0; HNRNP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3184
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do HNRNP humano (NP_112738.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q14103
Peso Proteico	38 kDa
Envio	Saco de gelo