

Anticorpo Policlonal Anti-Hnrnpdl Para Wb, If/Icc, Elisa - O14979

Número do item: CM0018560



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HNRNPDL humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transcrição e ligação ao RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HNRNPDL Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HNRNP; JKTBP; HNRPDL; JKTBP2; LGMD1G; LGMD3; IaAUF1; HNRNPDL
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	9987
ID do gene	9987
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 261-420 da HNRNPDL humana (NP_112740.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O14979
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo