

Anticorpo Policlonal Anti-Hnrnph1 Para Wb - P31943

Número do item: CM0030526



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HNRNPH1 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para estudos de splicing de pré-mRNA e complexos hnRNP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPH1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HNRPH; HNRPH1; NEDCDS; hnRNP; HNRNPH1
Espécie	Humano
GeneID	3187
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 191-449 do HNRNPH1 humano (NP_005511.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31943
Peso da Proteína	49kDa
Transporte	Saco de gelo