

Anticorpo Policlonal Anti-Hnrnpl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14866

Número do item: CM0015944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HNRNPL humano (hnRNP-L) para Western blot, IHC, IF/ICC e ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de splicing de RNA e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPL Rabbit pAb
Observações/Apelido	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3191
GeneID	3191
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14866
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco com gelo