

Anticorpo Policlonais Anti-Hnrnrm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Número do item: CM0030164



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HNRNPM, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de splicing de RNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPM Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CEAR, HNRPM, HTGR1, NAGR1, HNRPM4, HNRNPM4, hnRNP M, HNRNPM
Espécie	Humano
ID do Gene	4670
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 491-730 da HNRNPM humana (NP_005959.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52272
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo