


Anticorpo Policlonal Anti-Hnrnpr Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43390

Número do item: CM0028163



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HNRNPR, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudos de processamento de mRNA e spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPR Coelho pAb
Observações/Apêndice	HNRPR; NEDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Espécie	Humano
GeneID	10236
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500 até o C-terminal do HNRNPR humano (NP_005817.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O43390
Peso Proteico	71 kDa
Envio	Saco de gelo