


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnpr [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Elisa - O43390

Número do item: CM0023448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HNRNPR, um componente chave dos ribonucleossomos envolvido no processamento de pré-mRNA. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Ideal para pesquisa de splicing e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HNRNPR Rabbit pAb
Observações/Alias	HNRNPR; NEDDFSB; hnRNP-R; PR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10236
GeneID	10236
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 550-633 de HNRNPR humano (NP_005817.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43390
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo