

Anticorpo Policlonal Anti-Hnnpab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99729

Número do item: CM0021960



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HNRNPAB (HNRNPAB). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante. Para o estudo da ligação ao RNA, da função das hnRNP e da edição do mRNA de APOB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HNRNPAB Rabbit pAb
Observações/Alcunha	ABBP1; HNRNPAB; HNRNPAB
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3182
ID do gene	3182
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-285 de HNRNPAB humano (NP_004490.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q99729
Peso da proteína	36kDa
Envio	Embalagem de gelo