


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrpll Para Wb, Elisa - Q8Wvv9

Número do item: CM0018671



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-HNRPLL validado para WB e ELISA. Reconhece o HNRPLL (fator regulador de RNA estromal) humano, de camundongo e de rato, um regulador chave do splicing alternativo em vários tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRPLL Rabbit pAb
Observações/Apelido	SRRF; HNRPLL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	92906
GeneID	92906
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-350 do HNRPLL humano (NP_612403.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WVV9
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo