

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Homer1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Ym7

Número do item: CM0010864

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Homer1 (HOMER, SYN47, Ves-1). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humanos e ratos. Ideal para estudar a sinalização sináptica de receptores metabotrópicos de glutamato e plasticidade neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Homer1
Observações/Apelido	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9456
GeneID	9456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-354 do HOMER1 humano (NP_004263.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q86YM7
Peso Proteico	40kDa
Transporte	Saco de gelo