

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Homer1 (Wb, If/Icc, Elisa) - Q86Ym7

Número do item: CM0023360

introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao HOMER1 humano (SYN47), uma proteína de estruturação pós-sináptica. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos de plasticidade sináptica e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOMER1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9456
GeneID	9456
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 71-170 do HOMER1 humano (NP_004263.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86YM7
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo