

Anticorpo Policlonal Anti-Hooc4 Para Wb, Elisa - P09017

Número do item: CM0028103

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade contra HOXC4 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com HOXC4 humano e de camundongo, um fator de transcrição homeobox crítico para o desenvolvimento do eixo ântero-posterior.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXC4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3221
GeneID	3221
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-130 do HOXC4 humano (NP_055435.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09017
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo