

Anti-Hook1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Ujc3

Número do item: CM0029596

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho HOOK1 validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo o homólogo 1 de Hook, uma proteína envolvida no tráfego de vesículas e na espermatogênese. Ideal para estudos de biologia do desenvolvimento e celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOOK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HK1; HOOK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51361
GeneID	51361
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 489-728 do HOOK1 humano (NP_056972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJC3
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco com gelo