

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Hook2 Para Wb, Elisa - Q96Ed9

Número do item: CM0005970

introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho HOOK2 para aplicações em WB e ELISA. Detecta HOOK2 humano, de rato e de camundongo, uma proteína do centróssomo e do tráfego vesicular. Adequado para estudos de formação de agressomas e distribuição do complexo AP-4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho HOOK2
Observações/Alias	HK2; HOOK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29911
GeneID	29911
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HOOK2 humano (Q96ED9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96ED9
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo