


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hook3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vs8

Número do item: CM0013288



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HOOK3 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta HOOK3 humano, de camundongo e de rato, um adaptador de dineína que regula o tráfego intracelular e a organização do Golgi. Ideal para estudos de citoesqueleto e transporte de vesículas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOOK3 Rabbit pAb
Observações/Alias	HK3; HOOK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84376
GeneID	84376
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 489-718 da HOOK3 humana (NP_115786.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86VS8
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo