

Anticorpo Policloal Anti-Hopx Para Wb, If-P, Elisa - Q9Bpy8

Número do item: CM0024168

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HOPX (proteína apenas com homeodomínio) validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta HOPX humano, de camundongo e rato, um regulador do desenvolvimento cardíaco, supressão tumoral e dobramento proteico mediado por chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOPX Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31; HOPX
Espécie	Humano
ID do Gene	84525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-73 da HOPX humana (NP_631957.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BPY8
Peso Proteico	8kDa
Envio	Bolsa de gelo