

## Anticorpo Policlonal Anti-Hoxa10 Para Wb, Elisa - P31260

Número do item: CM0026645

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à HOXA10 humana, um fator de transcrição homeobox envolvido na padronização do desenvolvimento. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar regulação gênica e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | HOXA10 Coelho pAb                                                                                                           |
| Observações/Apêndice | PL; HOX1; HOX1H; HOX1.8; HOXA10                                                                                             |
| Espécie              | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (humano)      | 3206                                                                                                                        |
| GeneID               | 3206                                                                                                                        |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 236-336 da HOXA10 humana (NP_061824.3) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS                | P31260                                                                                                                      |
| Peso Proteico        | 42kDa                                                                                                                       |
| Envio                | Bolsa de Gelo                                                                                                               |