

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hoxa11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31270

Número do item: CM0030623

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HOXA11 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece HOXA11 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição homeobox essencial para o padrão de desenvolvimento anteroposterior.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXA11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HOX1; HOX11; RUSAT1; HOXA11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3207
ID do Gene	3207
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do HOXA11 humano (NP_005514.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31270
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo