


Anticorpo Monoclonal Anti-Hoxa13 Para Wb, Elisa - P31271

Número do item: CM0004853



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho HOXA13 validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a regulação da transcrição do desenvolvimento. SWISS: P31271.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXA13 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HOX1; HOX1J; HOXA13
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3209
GeneID	3209
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do HOXA13 humano (P31271)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31271
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo