


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hoxa13 Para Wb E Elisa - P31271

Número do item: CM0025827



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-HOXA13 validado para WB e ELISA, detectando HOXA13 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato, facilitando a pesquisa sobre fatores de transcrição do desenvolvimento e identidade posicional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXA13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HOX1; HOX1J; HOXA13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3209
GeneID	3209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-320 do HOXA13 humano (NP_000513.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P31271
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo