

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hoxa7 Para Wb, Elisa - P31268

Número do item: CM0017147

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HOXA7 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação gênica do desenvolvimento e formação do eixo ântero-posterior.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXA7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ANTP; HOX1; HOX1A; HOX1.1; HOXA7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3204
ID do Gene	3204
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do HOXA7 humano (NP_008827.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31268
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo