

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hoxa9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31269

Número do item: CM0002095

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra HOXA9 humano (proteína homeobox Hox-A9, P31269), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Essencial para pesquisa em biologia do desenvolvimento, oncologia e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXA9 mAb de Coelho
Observações/Alias	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3205
ID do Gene	3205
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 173-272 do HOXA9 humano (P31269).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P31269
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo