

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Hoxb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14653

Número do item: CM0027547



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra HOXB1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia do desenvolvimento e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HOX2, HCFP3, HOX2I, Hox-2.9, HOXB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3211
ID do Gene	3211
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14653
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo