

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hoxb2 Para Wb E Elisa - P14652

Número do item: CM0021556

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HOXB2 validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta a proteína Homeobox Hox-B2 humana e apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do desenvolvimento do eixo ântero-posterior.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | Anticorpo policlonal de coelho HOXB2                                                                                      |
| Observações/Apelido | K8; HOX2; HOX2H; Hox-2.8; HOXB2                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do gene          | 3212                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-140 de HOXB2 humano (NP_002136.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                          |
| SWISS               | P14652                                                                                                                    |
| Peso da proteína    | 38 kDa                                                                                                                    |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                             |