

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Hoxb4 Para Wb, Elisa - P17483

Número do item: CM0024240

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-HOXB4 validado para WB e ELISA. Reage com HOXB4 humano e de camundongo. Ideal para estudos de regulação da transcrição durante o desenvolvimento e padronização do eixo anteroposterior.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXB4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3214
ID do Gene	3214
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 do HOXB4 humano (NP_076920.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17483
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo