

Anticorpo Policlonal Anti-Hoxb6 Para Wb, Elisa - P17509

Número do item: CM0019380

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína HOXB6 humana, um fator de transcrição homeobox. Validado para Western blot e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para estudos de desenvolvimento e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-HOXB6
Observações/Apelidos	HOX2; HU-2; HOX2B; Hox-2.2; HOXB6
Espécie	Humano
ID do gene	3216
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-110 da proteína HOXB6 humana (NP_061825.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17509
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo