

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hoxb7 Para Wb, Elisa - P09629

Número do item: CM0027635

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HOXB7 humano, validado para WB e ELISA. Detecta HOXB7 humano e de rato. Adequado para pesquisa em biologia do desenvolvimento e câncer. Imunógeno: proteína recombinante da região N-terminal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXB7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HOX2; HOX2C; HHO.C1; Hox-2.3; HOXB7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3217
ID do Gene	3217
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do HOXB7 humano (NP_004493.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P09629
Peso Molecular da Proteína	24kDa
Transporte	Em gelo