

Anticorpo Policlonal Anti-Hoxc4 Para Wb, Elisa - P09017

Número do item: CM0015531

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HOXC4 humano, um fator de transcrição de desenvolvimento para padronização ântero-posterior. Validado em WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas de biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXC4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3221
GeneID	3221
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-130 do HOXC4 humano (NP_055435.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P09017
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo