

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hoxc6 Para Wb, Elisa - P09630

Número do item: CM0007601

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o HOXC6 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação da transcrição do desenvolvimento e o padrão do eixo ântero-posterior.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HoxC6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CP25; HOX3; HOX3C; HHO.C8; HoxC6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3223
ID do Gene	3223
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do HoxC6 humano (NP_004494.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09630
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo