

Anticorpo Policlonal Anti-Hoxd10 Para Wb, Elisa - P28358

Número do item: CM0030580

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HOXD10 humano, validado para WB e ELISA. Detecta níveis endógenos de HOXD10. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento e trato urogenital.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXD10 Rabbit pAb
Observações/Alias	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3236
ID do Gene	3236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da HOXD10 humana (NP_002139.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28358
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo