

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hoxd10 Para Wb, Elisa - P28358

Número do item: CM0006988

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-HOXD10 para HOXD10 humano. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisas de biologia do desenvolvimento e do trato urogenital.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXD10 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3236
GeneID	3236
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-150 do HOXD10 humano (NP_002139.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P28358
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo