

Anticorpo Policlonal Anti-Hoxd8 Para Wb, Elisa - P13378

Número do item: CM0022688

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HOXD8, um fator de transcrição homeobox crucial para a padronização anteroposterior. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOXD8 Rabbit pAb
Observações/Alias	HOX4; HOX4E; HOX5.4; HOXD8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3234
GeneID	3234
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200 até o C-terminal do HOXD8 humano (NP_001186675.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13378
Peso Proteico	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo