

## Anticorpo Policlonal Anti-Hoxd9 Para Wb, Elisa - P28356

Número do item: CM0019871

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HOXD9 humano, um fator de transcrição homeobox crítico para a especificação do eixo ântero-posterior do desenvolvimento. Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma banda de 36kDa, reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HOXD9 pAb de Coelho                                                                                            |
| Observações/Apelido | HOX4, HOX4C, Hox-4.3, Hox-5.2, HOXD9                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 3235                                                                                                           |
| GeneID              | 3235                                                                                                           |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do HOXD9 humano (NP_055028.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                         |
| SWISS               | P28356                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 36kDa                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                   |