


Anticorpo Policlonal Anti-Hp1 Alfa/Cbx5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P45973

Número do item: CM0015781



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HP1 alfa/CBX5 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece o HP1 alfa humano e de camundongo, um homólogo da proteína da heterocromatina 1 envolvido na repressão epigenética e na formação do cinetocoro. Ideal para pesquisa de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HP1 alfa/CBX5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HP1; HP1A; HEL25; X5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23468
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do HP1 alfa/CBX5 humano (NP_001120794.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P45973
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo